

Hand 1.2/1.5, 2.0/2.3



APTUS® Hand

Fixationsplatten Hand 1.2/1.5



Massstab 1 : 1

Verpackungseinheit: 1

Plattenhöhe (mm)




Fixationsplatten Hand 2.0/2.3





MC (Metakarpale) Kompressionsplatten Hand 2.0/2.3

4CF Platte 2.0/2.3



Verblockungsplatten Hand 2.0



Instrumentenschale und Instrumentarium

A-6020
Instrumentenschale mit Noppenmatte

A-6025
Instrumenteneinsatz

A-2040
Plattenbiegegezug mit Vario Pin

A-2060
Platten- und Schraubenhaltepinzette, gewinkelt

A-2041
Vario Plattenschneidzange für Handplatten



A-2610
Schraubendreher 2.0/2.3, HexaDrive 6

A-2030
Tiefenmessgerät 1.2 - 2.3

A-2650
Plattenhalte- und Positionierinstrument 2.0/2.3



A-2025
Bohrerführung 1.2 - 1.5

A-2020
Bohrerführung 1.2 - 2.3

A-2310
Schraubendreher 1.2/1.5, HexaDrive 4

A-2350
Plattenhalte- und Positionierinstrument 1.2/1.5

Schrauben, Unterlegscheiben, Bohrer

Kortikalisschrauben – Ø 1.2, HexaDrive 4



Art. Nr.	Länge	Stück pro Packung
A-5100.04	4 mm	5
A-5100.05	5 mm	5
A-5100.06	6 mm	5
A-5100.07	7 mm	5
A-5100.08	8 mm	5
A-5100.09	9 mm	5
A-5100.10	10 mm	5
A-5100.11	11 mm	5
A-5100.12	12 mm	5
A-5100.13	13 mm	5
A-5100.14	14 mm	5
A-5100.16	16 mm	5
A-5100.18	18 mm	5
A-5100.20	20 mm	5

Für eine 1-er Packung fügen Sie /1 am Ende der Art. Nr. hinzu, z.B. A-5100.20/1

Kortikalisschrauben – Ø 1.5, HexaDrive 4



Art. Nr.	Länge	Stück pro Packung
A-5200.04	4 mm	5
A-5200.05	5 mm	5
A-5200.06	6 mm	5
A-5200.07	7 mm	5
A-5200.08	8 mm	5
A-5200.09	9 mm	5
A-5200.10	10 mm	5
A-5200.11	11 mm	5
A-5200.12	12 mm	5
A-5200.13	13 mm	5
A-5200.14	14 mm	5
A-5200.15	15 mm	5
A-5200.16	16 mm	5
A-5200.17	17 mm	5
A-5200.18	18 mm	5
A-5200.19	19 mm	5
A-5200.20	20 mm	5
A-5200.21	21 mm	5
A-5200.22	22 mm	5
A-5200.23	23 mm	5
A-5200.24	24 mm	5

Für eine 1-er Packung fügen Sie /1 am Ende der Art. Nr. hinzu, z.B. A-5200.20/1


Notfall-Kortikalisschrauben – Ø 1.8, HexaDrive 4



Art. Nr.	Länge	Stück pro Packung
A-5300.06	6 mm	5
A-5300.10	10 mm	5

Für eine 1-er Packung fügen Sie /1 am Ende der Art. Nr. hinzu, z.B. A-5300.10/1

Bikonkave Unterlegscheiben – Ø 1.2/1.5, 2.0/2.3



Art. Nr.	System	Stück pro Packung
A-4300.70	1.2/1.5	5
A-4600.70	2.0/2.3	5

1 : 1

TriLock Verblockungsschrauben – Ø 2.0, HexaDrive 6



Art. Nr.	Länge	Stück pro Packung
A-5450.06	6 mm	5
A-5450.07	7 mm	5
A-5450.08	8 mm	5
A-5450.09	9 mm	5
A-5450.10	10 mm	5
A-5450.11	11 mm	5
A-5450.12	12 mm	5
A-5450.13	13 mm	5
A-5450.14	14 mm	5
A-5450.16	16 mm	5
A-5450.18	18 mm	5
A-5450.20	20 mm	5

Für eine 1-er Packung fügen Sie /1 am Ende der Art. Nr. hinzu, z.B. A-5450.20/1

Kortikalisschrauben – Ø 2.0, HexaDrive 6



Art. Nr.	Länge	Stück pro Packung
A-5400.04	4 mm	5
A-5400.05	5 mm	5
A-5400.06	6 mm	5
A-5400.07	7 mm	5
A-5400.08	8 mm	5
A-5400.09	9 mm	5
A-5400.10	10 mm	5
A-5400.11	11 mm	5
A-5400.12	12 mm	5
A-5400.13	13 mm	5
A-5400.14	14 mm	5
A-5400.15	15 mm	5
A-5400.16	16 mm	5
A-5400.17	17 mm	5
A-5400.18	18 mm	5
A-5400.19	19 mm	5
A-5400.20	20 mm	5
A-5400.21	21 mm	5
A-5400.22	22 mm	5
A-5400.23	23 mm	5
A-5400.24	24 mm	5

Für eine 1-er Packung fügen Sie /1 am Ende der Art. Nr. hinzu, z.B. A-5400.10/1


Kortikalisschrauben – Ø 2.3, HexaDrive 6



Art. Nr.	Länge	Stück pro Packung
A-5500.05	5 mm	5
A-5500.06	6 mm	5
A-5500.07	7 mm	5
A-5500.08	8 mm	5
A-5500.09	9 mm	5
A-5500.10	10 mm	5
A-5500.11	11 mm	5
A-5500.12	12 mm	5
A-5500.13	13 mm	5
A-5500.14	14 mm	5
A-5500.15	15 mm	5
A-5500.16	16 mm	5
A-5500.17	17 mm	5
A-5500.18	18 mm	5
A-5500.19	19 mm	5
A-5500.20	20 mm	5
A-5500.21	21 mm	5
A-5500.22	22 mm	5
A-5500.23	23 mm	5
A-5500.24	24 mm	5
A-5500.26	26 mm	5
A-5500.28	28 mm	5
A-5500.30	30 mm	5
A-5500.32	32 mm	5
A-5500.34	34 mm	5

Für eine 1-er Packung fügen Sie /1 am Ende der Art. Nr. hinzu, z.B. A-5500.10/1

Notfall-Kortikalisschrauben – Ø 2.5, HexaDrive 6



Art. Nr.	Länge	Stück pro Packung
A-5600.06	6 mm	5
A-5600.10	10 mm	5

Für eine 1-er Packung fügen Sie /1 am Ende der Art. Nr. hinzu, z.B. A-5600.10/1

Bohrer für 1.2 mm Schrauben



Art. Nr.	Ø	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stück pro Packung
A-3110	1.0 mm	20 mm	82 mm	Dental	1
A-3120	1.0 mm	20 mm	82 mm	Stryker J-Latch	1
A-3130	1.0 mm	20 mm	76 mm	AO Quick Coupling	1
A-3112	1.0 mm	20 mm	52 mm	Dental	1

Gleitlochbohrer für 1.2 mm Schrauben



Art. Nr.	Ø	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stück pro Packung
A-3111	1.2 mm	10 mm	72 mm	Dental	1
A-3121	1.2 mm	10 mm	72 mm	Stryker J-Latch	1
A-3131	1.2 mm	10 mm	66 mm	AO Quick Coupling	1
A-3113	1.2 mm	10 mm	42 mm	Dental	1

1 : 1

Bohrer für 1.5 mm Schrauben



Art. Nr.	Ø	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stück pro Packung
A-3210	1.2 mm	25 mm	87 mm	Dental	1
A-3220	1.2 mm	25 mm	87 mm	Stryker J-Latch	1
A-3230	1.2 mm	25 mm	81 mm	AO Quick Coupling	1
A-3212	1.2 mm	25 mm	57 mm	Dental	1

Gleitlochbohrer für 1.5 mm Schrauben



Art. Nr.	Ø	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stück pro Packung
A-3211	1.6 mm	10 mm	72 mm	Dental	1
A-3221	1.6 mm	10 mm	72 mm	Stryker J-Latch	1
A-3231	1.6 mm	10 mm	66 mm	AO Quick Coupling	1
A-3213	1.6 mm	10 mm	42 mm	Dental	1

1 : 1

Bohrer für 2.0 mm Schrauben



Art. Nr.	Ø	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stück pro Packung
A-3410	1.6 mm	25 mm	87 mm	Dental	1
A-3420	1.6 mm	25 mm	87 mm	Stryker J-Latch	1
A-3430	1.6 mm	25 mm	81 mm	AO Quick Coupling	1
A-3412	1.6 mm	25 mm	57 mm	Dental	1

Gleitlochbohrer für 2.0 mm Schrauben



Art. Nr.	Ø	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stück pro Packung
A-3411	2.1 mm	10 mm	72 mm	Dental	1
A-3421	2.1 mm	10 mm	72 mm	Stryker J-Latch	1
A-3431	2.1 mm	10 mm	66 mm	AO Quick Coupling	1
A-3413	2.1 mm	10 mm	42 mm	Dental	1

1 : 1

Bohrer für 2.3 mm Schrauben



Art. Nr.	Ø	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stück pro Packung
A-3510	1.9 mm	35 mm	97 mm	Dental	1
A-3520	1.9 mm	35 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1
A-3530	1.9 mm	35 mm	91 mm	AO Quick Coupling	1
A-3512	1.9 mm	25 mm	57 mm	Dental	1

für Schraubenlängen bis 25 mm

Gleitlochbohrer für 2.3 mm Schrauben



Art. Nr.	Ø	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stück pro Packung
A-3511	2.35 mm	10 mm	72 mm	Dental	1
A-3521	2.35 mm	10 mm	72 mm	Stryker J-Latch	1
A-3531	2.35 mm	10 mm	66 mm	AO Quick Coupling	1
A-3513	2.35 mm	10 mm	42 mm	Dental	1

1 : 1

Deckel für Instrumentenschale, Fräser

A-6022

Deckel Hand 1.2 – 2.3 für Instrumentenschale A-6020



Kopfraumfräser für Zugschrauben



Art. Nr.	System	Ø	Länge	Fräser-Schaftende	Stück pro Packung
A-3310	1.2/1.5	2.7 mm	37 mm	Dental	1
A-3610	2.0/2.3	3.5 mm	37 mm	Dental	1

1 : 1

Fräser Four Corner Fusion Platte



Art. Nr.	System	Ø	Länge	Fräser-Schaftende	Stück pro Packung
A-3630	2.0/2.3	17 mm	87 mm	AO Quick Coupling	1

1 : 2