


medartis®

PRECISION IN FIXATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# Sistema contorneador canulado MTP



APTUS®  
Foot

# Sistema contorneador canulado MTP\*

Corte preciso – fácil manejo

## Características y ventajas clínicas


- Cinco pares de contorneador que se ajustan a casi todo tipo de la primera articulación metatarsofalángica (MTF-1)
- Bordes de corte afilados para un contorno preciso del hueso
- El anillo sobre el contorneador de cono (Cone) asegura la extracción de los osteófitos metatarsianos
- El complemento ideal para el portafolio APTUS Foot



## Ejemplo clínico



Contorneador de cono (Cone)



Contorneador de copa (Cup)



Control radiográfico postoperatorio

Ejemplo clínico con la amable autorización de Paul Rice, Australia

\*metatarsophalangeal joint – MTP (articulación metatarso-falángica)


# Información de pedidos

## Contorneadores canulados MTP



A-3030.05

1:2



A-3030.06

1:2

No. artículo	Descripción	Ø	Acoplamiento	Piezas/c.u.
A-3030.01	Cup	16 mm	AO Quick Coupling	1
A-3030.03	Cup	18 mm	AO Quick Coupling	1
A-3030.05	Cup	20 mm	AO Quick Coupling	1
A-3030.07	Cup	22 mm	AO Quick Coupling	1
A-3030.09	Cup	24 mm	AO Quick Coupling	1

No. artículo	Descripción	Ø	Acoplamiento	Piezas/c.u.
A-3030.02	Cone	16 mm	AO Quick Coupling	1
A-3030.04	Cone	18 mm	AO Quick Coupling	1
A-3030.06	Cone	20 mm	AO Quick Coupling	1
A-3030.08	Cone	22 mm	AO Quick Coupling	1
A-3030.10	Cone	24 mm	AO Quick Coupling	1

## Barra de limpieza, acero inoxidable



1:2

No. artículo	Tamaño de sistema	Ø	Longitud	Piezas/c.u.
A-8000.12	5.0	1.6 mm	222 mm	1

## Agujas de Kirschner, acero inoxidable




A-5040.41

A-5042.41

No. artículo	Ø	Descripción	Longitud	Piezas/c.u.
A-5040.41	1.6 mm	trocar	150 mm	10
A-5042.41	1.6 mm	lanceta	150 mm	10


## Bandeja y módulo para instrumentos contorneador MTP



M-6706



A-6622



A-6623

No. artículo	Descripción	Medidas	Piezas/c.u.
M-6706	tapa para bandeja A-6622	120x240 mm	1
A-6622	bandeja p. instrumentos	120x240x37 mm	1
A-6623	módulo p. bandeja p. instr.	113x230x31 mm	1

FOOT-03000003\_v0 / © 2017-07, Medartis AG, Suiza. Se reserva el derecho a cambios técnicos.

**EMPRESA FABRICANTE & CASA MATRIZ**

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Suiza

P +41 61 633 34 34 | F +41 61 633 34 00 | [www.medartis.com](http://www.medartis.com)

**SUBSIDIARIAS**

Alemania | Australia | Austria | EE.UU. | Francia | Mexico | Nueva Zelanda | Polonia | Reino Unido

Para más información acerca de nuestros subsidiarios y distribuidores, visite : [www.medartis.com](http://www.medartis.com)

